

crea.lign

Composite photopolymérisable pour compléter, personnaliser et finir le cosmétique réalisé avec le système visio.lign

Propriétés du matériau

- fluidité et tenue pour une grande liberté de sculpture
- purement microchargé
- remarquable aptitude au polissage
- durable, résistance à la plaque et stabilité chromatique
- teintes incisales opaques


Indications



En palatin/lingual pour une liberté de sculpture



En proximal et cervical pour les compléments



En incisal pour la stratification et les caractérisations



...et l'esthétique dento-gingivale

