

novo.lign A		Colori (Sistema colori Vita Classic A-D)														
Faccette estetiche per elementi frontali - arcata superiore		BL3	A1	A2	A3	A3,5	A4	B2	B3	B4	C2	C3	D2	D3	D4	
	REF	BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B20	B30	B40	C20	C30	D20	D30	D40	
C43	Fila 6 incisivi (13, 12, 11, 21, 22, 23)	VOC43	----	S												
C43	Fila 4 incisivi (12, 11, 21, 22)	VOC43	----	4												
C43	Fila 2 incisivi (13, 23)	VOC43	----	3												
A44	Fila 6 incisivi (13, 12, 11, 21, 22, 23)	VOA44	----	S												
A44	Fila 4 incisivi (12, 11, 21, 22)	VOA44	----	4												
A44	Fila 2 incisivi (13, 23)	VOA44	----	3												
I45	Fila 6 incisivi (13, 12, 11, 21, 22, 23)	VOI45	----	S												
I45	Fila 4 incisivi (12, 11, 21, 22)	VOI45	----	4												
I45	Fila 2 incisivi (13, 23)	VOI45	----	3												
S46	Fila 6 incisivi (13, 12, 11, 21, 22, 23)	VOS46	----	S												
S46	Fila 4 incisivi (12, 11, 21, 22)	VOS46	----	4												
S46	Fila 2 incisivi (13, 23)	VOS46	----	3												
I47	Fila 6 incisivi (13, 12, 11, 21, 22, 23)	VOI47	----	S												
I47	Fila 4 incisivi (12, 11, 21, 22)	VOI47	----	4												
I47	Fila 2 incisivi (13, 23)	VOI47	----	3												
D48	Fila 6 incisivi (13, 12, 11, 21, 22, 23)	VOD48	----	S												
D48	Fila 4 incisivi (12, 11, 21, 22)	VOD48	----	4												
D48	Fila 2 incisivi (13, 23)	VOD48	----	3												
M48	Fila 6 incisivi (13, 12, 11, 21, 22, 23)	VOM48	----	S												
M48	Fila 4 incisivi (12, 11, 21, 22)	VOM48	----	4												
M48	Fila 2 incisivi (13, 23)	VOM48	----	3												
D49	Fila 6 incisivi (13, 12, 11, 21, 22, 23)	VOD49	----	S												
D49	Fila 4 incisivi (12, 11, 21, 22)	VOD49	----	4												
D49	Fila 2 incisivi (13, 23)	VOD49	----	3												
B51	Fila 6 incisivi (13, 12, 11, 21, 22, 23)	VOB51	----	S												
B51	Fila 4 incisivi (12, 11, 21, 22)	VOB51	----	4												
B51	Fila 2 incisivi (13, 23)	VOB51	----	3												
K53	Fila 6 incisivi (13, 12, 11, 21, 22, 23)	VOK53	----	S												
K53	Fila 4 incisivi (12, 11, 21, 22)	VOK53	----	4												
K53	Fila 2 incisivi (13, 23)	VOK53	----	3												
Faccette estetiche per elementi frontali - arcata inferiore																
T35	Fila 6 incisivi (43, 42, 41, 31, 32, 33)	VUT35	----	S												
T35	Fila 4 incisivi (42, 41, 31, 32)	VUT35	----	4												
T35	Fila 2 incisivi (43, 33)	VUT35	----	3												
D38	Fila 6 incisivi (43, 42, 41, 31, 32, 33)	VUD38	----	S												
D38	Fila 4 incisivi (42, 41, 31, 32)	VUD38	----	4												
D38	Fila 2 incisivi (43, 33)	VUD38	----	3												
D41	Fila 6 incisivi (43, 42, 41, 31, 32, 33)	VUD41	----	S												
D41	Fila 4 incisivi (42, 41, 31, 32)	VUD41	----	4												
D41	Fila 2 incisivi (43, 33)	VUD41	----	3												

novo.lign P, Faccette estetiche multifunzionali per elementi diatorici G 3		Colori (Sistema colori Vita Classic A-D)														
	REF	BL3	A1	A2	A3	A3,5	A4	B2	B3	B4	C2	C3	D2	D3	D4	
1G3	1. Quadrante, (14, 15, 16, 17)	VO1G3	----													
2G3	2. Quadrante, (24, 25, 26, 27)	VO2G3	----													
3G3	3. Quadrante, (34, 35, 36, 37)	VU3G3	----													
4G3	4. Quadrante, (44, 45, 46, 47)	VU4G3	----													
Faccette estetiche per elementi diatorici G 4																
1G4	1. Quadrante, (14, 15, 16, 17)	VO1G4	----													
2G4	2. Quadrante, (24, 25, 26, 27)	VO2G4	----													
3G4	3. Quadrante, (34, 35, 36, 37)	VU3G4	----													
4G4	4. Quadrante, (44, 45, 46, 47)	VU4G4	----													
Faccette estetiche per elementi diatorici W 3																
1W3	1. Quadrante, (14, 15, 16, 17)	VO1W3	----													
2W3	2. Quadrante, (24, 25, 26, 27)	VO2W3	----													
3W3	3. Quadrante, (34, 35, 36, 37)	VU3W3	----													
4W3	4. Quadrante, (44, 45, 46, 47)	VU4W3	----													

Indicare la quantità desiderata.

combo.lign	REF	BL3	A1	A2	A3	A3,5	A4	B2	B3	B4	C2	C2	D2	D3	D4
		BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B20	B30	B40	C20	C30	D20	D30	D40
Composito di fissaggio, 8 gr	CO2X4 ---														
Canule da miscelazione, 10 pz.	COM KG21 0														

combo.lign colore di gengive	Conf.	REF	Quantità
Composite duale	8 gr	CO2X4GUM	

visio.link	Conf.	REF	Quantità
Primer per PMMA e compositi	10 ml	VLP MMA1 0	

visio.sil	Conf.	REF	Quantità
Silicone A - trasparente	50 ml	540 0120 0	
Canule da miscelazione visio.sil	12 Pz.	320 0045 7	
visio.sil fix	50 ml	540 0130 0	
Canule da miscelazione visio.sil	12 Pz.	320 0045 1	

Opaco combo.lign	Conf.	REF	Quantità
Opaco light, fotopolimerizzabile	4 gr	CO1X4OPL	
Opaco medium, fotopolimerizzabile	4 gr	CO1X4OPM	
Opaco intensiv, fotopolimerizzabile	4 gr	CO1X4OPI	
Opaco GUM, fotopolimerizzabile	4 gr	CO1X4OPG	
Opaco Katalyst, autoindurente	4 gr	CO1X4Kat	
Kit introduttivo, tutti i colori, 2 x Kat	6 x 4 gr	OLIGNSET1	

beauty setup Cera	Conf.	REF	Quantità
beauty setup chiaro	25 gr	430 0030 0	
beauty setup scuor	25 gr	430 0031 0	

Dispenser	Conf.	REF	Quantità
Dispenser 5 ml 1:1	1 Pz.	320 0044 1	

visio.lign - Kit di strumenti	Conf.	REF	Quantità
Set di rifinitura per compositi da rivestimento	1 Pz.	VLTOOLKIT	

crea.lign accessori	Conf.	REF	Quantità
Siringa a pistone rotante	1 Pz.	320 0044 2	
Canule d'applicazione	10 Pz.	320 0094 0	
crea.lign Supporto porta-siringa	1 Pz.	320 0044 3	

crea.lign	Conf.	REF	Quantità
crea.lign Dentina BL3	5 gr	CLFNDBL3	
crea.lign Dentina A1	5 gr	CLFNDA10	
crea.lign Dentina A2	5 gr	CLFNDA20	
crea.lign Dentina A3	5 gr	CLFNDA30	
crea.lign Dentina A3,5	5 gr	CLFNDA35	
crea.lign Dentina A4	5 gr	CLFNDA40	
crea.lign Dentina B2	5 gr	CLFNDB20	
crea.lign Dentina B3	5 gr	CLFNDB30	
crea.lign Dentina C3	5 gr	CLFNDC30	
crea.lign Dentina D3	5 gr	CLFNDD30	
crea.lign Dentina C3	5 gr	CLFNDC30	
crea.lign Dentina D2	5 gr	CLFNDD20	
crea.lign Dentina D3	5 gr	CLFNDD30	
crea.lign Dentina D4	5 gr	CLFNDD40	

crea.lign Incisal E2	5 gr	CLFN00E2	
crea.lign Incisal E3	5 gr	CLFN00E3	
crea.lign Incisal opal	5 gr	CLFN00I1	
crea.lign Incisal blue	5 gr	CLFN00I2	
crea.lign Incisal rose	5 gr	CLFN00I3	
crea.lign Incisal universal	5 gr	CLFN00I4	

crea.lign GUM light	5 gr	CLFN00G1	
crea.lign GUM rosa	5 gr	CLFN00G2	
crea.lign GUM pink	5 gr	CLFN00G3	

crea.lign Modifier beige	5 gr	CLFN00M1	
crea.lign Modifier oliv	5 gr	CLFN00M2	
crea.lign Modifier caramello	5 gr	CLFN00M3	
crea.lign Modifier lila	5 gr	CLFN00M4	

crea.lign Stain orange	1,4 gr	CLFN00S1	
crea.lign Stain brown	1,4 gr	CLFN00S2	
crea.lign Modelling Liquid	10 ml	CLFMOD10	

crea.lign Kit introduttivo													REF		Quantità	
10 siringhe da 5 gr (a scelta)													CLIGNSETN			
DBL3	DA1	DA2	DA3	DA3,5	DA4	DB2	DB3	DC3	DD3	E2	E3	I opal	I blue	G light	G rosa	G pink

Contrassegnare i 10 colori con una X

visio.lign Sistema di rivestimento estetico Kit introduttivo 2	REF	Colori
10 x novo.lign A, 8 x novo.lign P, 1 x combo.lign, 1 x Canule da miscelazione, 1 x visio.link, 21 pezzi, colore a scelta	VLIGNSET2	

visio.lign Sistema di rivestimento estetico Kit introduttivo 3	REF	Colori
come VLIGNSET2, 2 x crea.lign, 2x Opaco combo.lign, 12 (anziché 10) x novo.lign A, 27 pezzi, colore a scelta	VLIGNSET3	

Mittente (Stampatello):

Cliente nr.

Data, Firma

neo.lign A elementi frontali arc. sup.		REF	Colori (Sistema colori Vita Classic A-D)													
			A1	A2	A3	A3,5	A4	B2	B3	B4	C2	C3	D2	D3	D4	
			A10	A20	A30	A35	A40	B20	B30	B40	C20	C30	D20	D30	D40	
C43	Fila 6 incisivi (13, 12, 11, 21, 22, 23)	TOC43	----	S												
A44	Fila 6 incisivi (13, 12, 11, 21, 22, 23)	TOA44	----	S												
I45	Fila 6 incisivi (13, 12, 11, 21, 22, 23)	TOI45	----	S												
S46	Fila 6 incisivi (13, 12, 11, 21, 22, 23)	TOS46	----	S												
I47	Fila 6 incisivi (13, 12, 11, 21, 22, 23)	TOI47	----	S												
D48	Fila 6 incisivi (13, 12, 11, 21, 22, 23)	TOD48	----	S												
M48	Fila 6 incisivi (13, 12, 11, 21, 22, 23)	TOM48	----	S												
D49	Fila 6 incisivi (13, 12, 11, 21, 22, 23)	TOD49	----	S												
B51	Fila 6 incisivi (13, 12, 11, 21, 22, 23)	TOB51	----	S												
elementi frontali arc. inf.																
T35	Fila 6 incisivi (43, 42, 41, 31, 32, 33)	TUT35	----	S												
D38	Fila 6 incisivi (43, 42, 41, 31, 32, 33)	TUD38	----	S												
D41	Fila 6 incisivi (43, 42, 41, 31, 32, 33)	TUD41	----	S												

neo.lign P, multifunzionali elementi diatonici grand. 2		REF	Colori (Sistema colori Vita Classic A-D)													
			A1	A2	A3	A3,5	A4	B2	B3	B4	C2	C3	D2	D3	D4	
			A10	A20	A30	A35	A40	B20	B30	B40	C20	C30	D20	D30	D40	
1G2	1. Quadrante, (14, 15, 16, 17)	T01G2	----													
2G2	2. Quadrante, (24, 25, 26, 27)	T02G2	----													
3G2	3. Quadrante, (34, 35, 36, 37)	TU3G2	----													
4G2	4. Quadrante, (44, 45, 46, 47)	TU4G2	----													
elementi diatonici grand. 3																
1G3	1. Quadrante, (14, 15, 16, 17)	T01G3	----													
2G3	2. Quadrante, (24, 25, 26, 27)	T02G3	----													
3G3	3. Quadrante, (34, 35, 36, 37)	TU3G3	----													
4G3	4. Quadrante, (44, 45, 46, 47)	TU4G3	----													
elementi diatonici grand. 4																
1G4	1. Quadrante, (14, 15, 16, 17)	T01G4	----													
2G4	2. Quadrante, (24, 25, 26, 27)	T02G4	----													
3G4	3. Quadrante, (34, 35, 36, 37)	TU3G4	----													
4G4	4. Quadrante, (44, 45, 46, 47)	TU4G4	----													

Design neo.lign elementi pieni	REF	Colori
24 pezzi (12 x neo.lign A, 12 x neo.lign P), colore a scelta	VLIGNPRV	

neo.lign Upgrade Kit													REF	Quantità		
24 pezzi (12 x neo.lign A, 12 x neo.lign P)													NLUPSET2			
DBL3	DA1	DA2	DA3	DA3,5	DA4	DB2	DB3	DC3	DD3	I rose	I opal	I blue	I univ.	G light	G rosa	G pink

Indicare la quantità desiderata.

Mittente (Stampatello):

Cliente nr.

Data, Firma